

EL TAMPÓN DISCRETO SIN CORDÓN CON GEL DESLIZANTE ASEPTICO

El tampón Confort 365 es el complemento ideal a tus tampones de siempre, diseñados sin cordón, para la mujer que se quiere mover libremente durante la menstruación. El tampón Confort 365 es seguro y te permite mantener relaciones sexuales durante la menstruación sin que ni tú ni tu pareja lo notéis, la práctica de cualquier deporte, natación, sauna y más.

Un equipo de ginecólogos desarrolló la forma anatómica del tampón Confort 365. Gracias al gel deslizante y a su estructura blanda, son muy fáciles de introducir y, con su reducida abertura, también, muy fáciles de quitar. El gel deslizante es aséptico, proporcionando una mayor protección. El material especial del tampón Confort 365 húmedo se adapta perfectamente al cuerpo. De este modo puedes disfrutar de una protección invisible y óptima con comodidad.

El tampón Confort 365 absorbe bien y durante un máximo de ocho horas mantiene la vagina libre del flujo menstrual. El tampón Confort 365 viene listo para colocar. Un tampón con el que te sientes protegida y cómoda en cualquier momento.

CÓMO COLOCAR TU TAMPÓN

1. Lávate las manos antes de ponerte el tampón Confort 365. Aclarar con abundante agua para evitar que no quede ningún resto de jabón en tus manos.
2. Abre el envase. El tampón Confort 365 viene lubricado para una mejor inserción.
3. Toma el tampón Confort 365 entre el pulgar y el dedo índice con la parte cóncava hacia arriba, quedando el orificio de extracción hacia abajo.
4. Aprieta el tampón Confort 365 y adapta una postura relajada. Con la otra mano, separa los labios de la vulva y coloca el tampón Confort 365 con el dedo índice empujando hacia el interior de la vagina. (No intentes colocarlo en posición vertical, ya que tu vagina está ligeramente inclinada). Si te sientes más cómoda, te puedes colocar el tampón Confort 365 de pie, con una pierna sobre algo elevado, en cuclillas o en posición acostada.
5. El tampón Confort 365 se puede tener durante un máximo de ocho horas.

¿CUÁNTO TIEMPO DEJAR PUESTO EL TAMPÓN?

El tiempo de dejar puesto el tampón depende de la cantidad de flujo y del día del periodo de que se trate. Se recomienda adaptar el tiempo siempre a la intensidad de la menstruación en cada momento. **Se puede tener puesto hasta un máximo de ocho horas.**



1. LÁVATE LAS MANOS



2. SACA EL TAMPÓN DE LA BOLSITA UNITARIA



3. COGE EL TAMPÓN CON LA PARTE DEL ORIFICIO HACIA ABAJO Y APRIÉTALO PARA INTRODUCIRLO EN LA VAGINA



4. INTRODUCES EL TAMPÓN EN LA VAGINA EMPUJANDO CON EL DEDO ÍNDICE



5. PUEDES TENER PUESTO EL TAMPÓN UN MÁXIMO DE 8 HORAS



6. INTRODUCES EL DEDO ÍNDICE EN LA VAGINA BUSCANDO EL ORIFICIO DEL TAMPÓN



7. INTRODUCES EL DEDO POR EL ORIFICIO DEL TAMPÓN Y TIRA SUAVEMENTE PARA EXTRAERLO



8. TIRA EL TAMPÓN A LA BASURA

CÓMO RETIRAR TU TAMPÓN

Lávate bien las manos. Los tampones Confort 365 son muy fáciles de quitar gracias a su práctico orificio.

6. Adopta una posición relajada y encuentra una postura que te resulte cómoda: sentada o de pie sobre algo elevado. Introduce el dedo índice en la vagina, buscando el orificio del tampón.
7. Introduce el dedo por el orificio y tira suavemente de él para su retirada.

También puedes colocarte en cuclillas para facilitar la extracción, empujando al mismo tiempo, y retirando el tampón con el dedo índice introducido en el orificio del tampón.

Otra opción es usar el dedo índice y el pulgar, introduciendo ambos dedos a modo de pinza, apretando el tampón y tirando de él para su retirada.

En algún caso puntual facilitaría la extracción del tampón Confort 365 una ducha vaginal. El tampón se llena de agua y bajará sin dificultad, facilitando la extracción con los dedos.

8. Una vez extraído el tampón tíralo a la basura. Nunca tires el tampón al inodoro.



Y RECUERDA:

El tampón Confort 365 no se puede perder dentro de tu cuerpo, no puede ir a ningún lado. La vagina no es un saco sin fondo, es un tubo muscular hueco, y mide aproximadamente de 8 a 11 cm como promedio. En su fondo se encuentra el cuello del útero. La abertura del cuello del útero es muy pequeña (no es más ancha que la mina de un lápiz), razón por la cual un tampón no puede quedar nunca dentro del cuerpo de una mujer.

Una vez transcurridas las 8 horas de uso no se asegura una buena protección y disminuye el uso seguro del tampón. Los tampones Confort 365 están hechos para un solo uso. El uso repetido puede causar infecciones.

No tire los tampones usados al baño.

Es compatible con el uso del DIU.

Los tampones Confort 365 son antialérgicos y las mujeres que no pueden utilizar los tampones corrientes de algodón o celulosa pueden utilizarlos sin problemas.

El tampón Confort 365 sólo existe en una talla y siempre se adapta perfectamente. Los tampones Confort 365 no son un método anticonceptivo.

No es necesario que cambies de tampón cada vez que vas al baño.

Se recomienda, después de mantener relaciones sexuales, esperar un tiempo antes de su retirada, para que la vagina vuelva a su estado natural.

NO USES LOS TAMPONES CONFORT 365

- 1 Con el himen intacto.
- 2 Después de la fecha de caducidad indicada.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Durante la menstruación puede surgir el raro Síndrome del Shock Tóxico (STT) independientemente de si se utilizan tampones o no. Las señales de alerta de STT incluyen: una fiebre alta y repentina, vómitos, diarrea intensa, dolor de cabeza, desmayos y mareos, erupciones cutáneas. Si tiene usted cualquiera de estos síntomas, consulte al médico inmediatamente y adviértale que tiene usted la menstruación. Como precaución es conveniente que se quite el tampón inmediatamente. El STT es un estado poco frecuente que puede ocurrir con el uso de todos los tipos de tampones. Si has tenido síntomas del STT en anteriores ocasiones, deberás consultar a tu médico antes de volver a usarlos.

Cambia siempre el tampón con regularidad y no te olvides nunca de retirar el último tampón. Si alguna vez no logras extraer el tampón acude a tu médico, ginecólogo o primeros auxilios.

Los tampones Confort 365 están fabricados de poliuretano y han sido probados clínicamente y dermatológicamente.

MAGA VIDA E, S.L.
B87501813
C/ Santa Rita, 1 - 3º F
28220 Majadahonda (Madrid)
consultas@magavidae.com
www.magavidae.com

Tampón
Confort 365



El tampón con el que podrás mantener relaciones sexuales y mucho más

Tampón 3.0 Última Generación

NUEVO

Confort 365



TÚ PONES LOS LÍMITES

FOLLETO DE INSTRUCCIONES